

Reactivo	Aplicación	Casa Comercial	Referencia	Láser (excitación)	Máximo Emisión	FACS Calibur	FACS Canto II	FACS Vantage
Yoduro de propidio (PI)	Viabilidad celular	<i>Sigma</i>	P4170	488	617	FL2-H FL3-H	FL2-H FL3-H	FL2-H FL3-H
7-AAD	Viabilidad celular	<i>BD Pharmingen</i>	559925	488	647	FL3-H	FL3-H	FL3-H
Hoeschst 33358	Viabilidad celular	<i>Sigma</i>	B2883	UV	424		FL7	FL5
LIVE/DEAD® Fixable Violet Dead Cell Stain Kit	Viabilidad células fijadas	<i>Thermo Fischer</i>	L34955	405	451		FL7	
LIVE/DEAD® Fixable Near IR Dead Cell Stain Kit	Viabilidad células fijadas	<i>Thermo Fischer</i>	L10119	635	780		FL6	
Tampón PI + RNasa	Ciclo celular	<i>BD Pharmingen</i>	550825	488	617	FL2-H FL3-H	FL2-H FL3-H	FL2-H FL3-H
Hoeschst 33342	Ciclo celular	<i>Sigma</i>	B2661	UV	424			FL5
Vybrant DyeCycle Orange Stain	Ciclo celular(cel sin fijar)	<i>Thermo Fischer</i>	V35005	488	570	FL2-H	FL2-H	FL2-H
Annexina V-Biot	Apoptosis celular	<i>BD Pharmingen</i>	556418					
Annexina V-PE/7AAD	Apoptosis celular	<i>BD Pharmingen</i>	559763	488	576 (PE) 647(7-AAD)	FL2-H FL3-H	FL2-H FL3-H	FL2-H FL3-H
Fluo3 AM	Flujo de Calcio	<i>Thermo Fischer</i>	F-1242	488	527	FL1-H	FL1-H	FL1-H
Fura Red	Flujo de Calcio	<i>Thermo Fischer</i>	F-3021	488	647	FL3-H	FL3-H	FL3-H
INDO-1 AM	Flujo de Calcio	<i>Thermo Fischer</i>	I-1223	UV	424			FL5
A23187	Flujo de Calcio (ionóforo)	<i>Sigma</i>	C7522					
CFSE	Proliferación celular	<i>Thermo Fischer</i>	C34554	488	517	FL1-H	FL1-H	FL1-H
Cell Trace™ Far Red Nuevo	Proliferación celular	<i>Thermo Fischer</i>	C34564	405	421		FL7	FL5
Cell Trace™ Violet	Proliferación celular	<i>Thermo Fischer</i>	C34557	405	421		FL7	FL5
Violet Proliferation Dye450	Proliferación celular	<i>BD Pharmingen</i>	562158	405	421		FL7	FL5
Vybrant DiD	Tracking dye	<i>Thermo Fischer</i>	V-22887	635	670	FL4-H	FL5	FL5
Streptavidina- APC-Cy7		<i>BD Pharmingen</i>	554063	635	780/60	FL3-H	FL6	FL3
Streptavidina- PE-Cy7		<i>BD Pharmingen</i>	554598	488	780/60	FL3-H	FL4	FL3
Streptavidina- PerCP-Cy5.5		<i>eBioscience</i>	45-4317	488	695	FL3-H	FL5	FL5
Streptavidina- Alexa405		<i>Thermo Fischer</i>	S32351	405	450		FL7	
Streptavidina- Brilliant Violet 605		<i>Biologend</i>	405229	405	605		FL8	FL5

Reactivo	Aplicación	Casa Comercial	Referencia	Láser (excitación)	Máximo Emisión	FACS Calibur	FACS Canto II	FACS Vantage
UltraComp eBeads	Compensación	eBioscience	01-2222-42					
Tampón fijación/ permeabilización	Tinción intracelular	BD Pharmingen	554722					
Tampón perm/wash	Tinción intracelular	BD Pharmingen	554723					
Filtros 30um no esteriles		Lab Clinics	40042316					
Filtros 30um		Lab Clinics	40042326					
Placa V		Becton Dickinson	353263					
Placa Fondo Plano		Becton Dickinson	353910					
Placa U		Becton Dickinson	353072					
TUBOS		Becton Dickinson	352008					