

[Enlace a los reactivos del Servicio de Citometría de Flujo](#)

Las diluciones indicadas son sólo orientativas. Es siempre recomendable que hagáis vuestras propias titulaciones de los anticuerpos primario y secundario para obtener las mejores condiciones en vuestras muestras.

Anticuerpos	Especie/Marcador	Casa comercial	Referencia	Dilución recomendada	Absorción	Emisión
<u>Alexa plus 405</u>	Donkey anti-rabbit IgGs	ThermoFisher	A-48258	1:500/1:1000	410	455
<u>Alexa plus 405</u>	Donkey anti-mouse IgGs	ThermoFisher	A-48257	1:500/1:1000	410	455
<u>Alexa 488</u>	Donkey anti-rabbit IgGs	ThermoFisher	A-21206	1:500/1:1000	495	519
<u>Alexa 488</u>	Donkey anti-mouse IgGs	ThermoFisher	A-21202	1:500/1:1000	495	519
<u>Alexa 488</u>	Donkey anti-rat IgGs	ThermoFisher	A-21208	1:500/1:1000	495	519
<u>Alexa 488</u>	Goat anti-chicken IgGs	ThermoFisher	A-11039	1:500/1:1000	495	519
<u>Alexa 488</u>	Streptavidina	ThermoFisher	S-32254	1:500/1:1000	495	519
<u>Alexa 488</u>	Goat anti-mouse IgG1	ThermoFisher	A-21121	1:500/1:1000	495	519
<u>Alexa 488</u>	Goat anti-guinea pig IgGs	ThermoFisher	A-11073	1:500/1:1000	495	519
<u>Alexa 488</u>	Donkey anti-goat IgGs	ThermoFisher	A-11055	1:500/1:1000	495	519
<u>DyLight 488</u>	Horse anti-mouse IgGs	Vector Laboratories	DI-2488	1:500/1:1000	493	518
<u>DyLight 488</u>	Horse anti-rabbit IgGs	Vector Laboratories	DI-1088	1:500/1:1000	493	518
<u>Alexa 555</u>	Donkey anti-rabbit IgGs	ThermoFisher	A-31572	1:500/1:1000	560	576
<u>Alexa 555</u>	Donkey anti-mouse IgGs	ThermoFisher	A-31570	1:500/1:1000	560	576
<u>Alexa 555</u>	Goat anti-rat IgGs	ThermoFisher	A-21434	1:500/1:1000	560	576
<u>Alexa 555</u>	Rabbit anti-goat IgGs	ThermoFisher	A-21431	1:500/1:1000	560	576
<u>Alexa 555</u>	Donkey anti-goat IgGs	ThermoFisher	A-21432	1:500/1:1000	560	576
<u>Alexa 555</u>	Goat anti-guinea pig IgGs	ThermoFisher	A-21435	1:500/1:1000	560	576
<u>Alexa 555</u>	Streptavidina	ThermoFisher	S-32355	1:400	560	576
<u>Alexa 555</u>	Goat anti-mouse IgG2a	ThermoFisher	A-21137	1:500/1:1000	560	576
<u>DyLight 549</u>	Horse anti-mouse IgGs	Vector Laboratories	DI-2549	1:500/1:1000	556	571
<u>DyLight 549</u>	Goat anti-rabbit IgGs	Vector Laboratories	DI-1549	1:500/1:1000	556	571
<u>Alexa 568</u>	Donkey anti-rabbit IgGs	ThermoFisher	A-10042	1:500/1:1000 1:200/1:300 (STED)	576	603
<u>Alexa 568</u>	Donkey anti-mouse IgGs	ThermoFisher	A-10037	1:500/1:1000 1:200/1:300 (STED)	576	603
<u>Alexa 594</u>	Donkey anti-rabbit IgGs	ThermoFisher	A-21207	1:500/1:1000	590	617
<u>Alexa 594</u>	Donkey anti-mouse IgGs	ThermoFisher	A-21203	1:500/1:1000	590	617
<u>Alexa 594</u>	Donkey anti-rat IgGs	ThermoFisher	A-21209	1:500/1:1000	590	617
<u>Abberior Star 635P</u>	Goat anti-rabbit IgGs	Abberior	ST635P-1002	1:200/1:300 (STED)	638	650
<u>Abberior Star 635P</u>	Goat Anti-mouse IgGs	Abberior	ST635P-1001	1:200/1:300 (STED)	638	650
<u>Alexa 647</u>	Donkey anti-rabbit IgGs	ThermoFisher	A-31573	1:500/1:1000	650	670
<u>Alexa 647</u>	Donkey anti-mouse IgGs	ThermoFisher	A-31571	1:500/1:1000	650	670
<u>Alexa 647</u>	Donkey anti-goat IgGs	ThermoFisher	A-21447	1:500/1:1000	650	670
<u>Alexa 647</u>	Goat anti-rat IgGs	ThermoFisher	A-21247	1:500/1:1000	650	670

<u>Alexa 647</u>	Goat anti-guinea pig IgGs	ThermoFisher	A-21450	1:500/1:1000	650	670
<u>Alexa 647</u>	Goat anti-chicken IgGs	ThermoFisher	A-21449	1:500/1:1000	650	670
<u>DyLight 649</u>	Horse anti-mouse IgGs	Vector Laboratories	DI-2649	1:500/1:1000	655	670
<u>DyLight 649</u>	Goat anti-rabbit IgGs	Vector Laboratories	DI-1649	1:500/1:1000	655	670
<u>Faloidina Alexa 488</u>	Microfilamentos	ThermoFisher	A-12379	Stock: 13,2 µM 1:100 No usar detergente	495	518
<u>Actin-Green</u>	Microfilamentos	ThermoFisher	R-37110	1:50 No usar detergente	495	518
<u>Faloidina Alexa 555</u>	Microfilamentos	ThermoFisher	A-34055	Stock: 0,4 U/µl 1:200-1:500 No usar detergente	555	565
<u>Faloidina-Alexa 647</u>	Microfilamentos	ThermoFisher	A-22287	Stock: 13,2 µM 1:100 No usar detergente	650	670
<u>Alfa-tubulina</u>	Mouse IgG1 (B-5-1-2)	Sigma	T-5168	1:2000		
<u>Biotin</u>	Goat anti-mouse IgGs	ThermoFisher	B-2763	1:500	Puede cross-reaccionar con rata	
<u>DSB-X Biotin</u>	Goat anti-mouse IgGs	ThermoFisher	D-20691	1:500	Sólo para casos en los que la anterior os dé problemas	
<u>Anti-HA</u>	Mouse IgG2b	Hibridoma	clon 12CA5	1:1000	Más indicado para inmunoprecipitación y Western Blot	
<u>Anti-HA (Comercial)</u>	Mouse IgG1 (16B12)	Covance/Biolegend	MMS-101P	1:1000		
<u>Anti-Flag M2</u>	Mouse IgG1	Sigma	F3165	Stock: 4,2 mg/ml 1:1000		
<u>Anti-c-myc</u>	Mouse IgG1	<u>DHSB</u>	clon 9E10	1:1000	Más indicado para inmunoprecipitación	
<u>Anti-c-myc (Comercial)</u>	Mouse IgG1 (4A6)	Merck-Millipore	05-724MG	Stock: 1mg/ml 1:30000		
<u>Anti-GFP (policlonal)</u>	Rabbit (Policlonal)	Chromotek	PABG1	1:1000	Reconoce YFP y CFP	
<u>Anti-GFP (monoclonal)</u>	Mouse IgG1 (7.1+13.1)	Roche	11814460001	1:100	En inmunofluorescencia da menos señal que el policlonal	
<u>Anti-RFP</u>	Rat IgG2a	<u>Chromotek</u>	5F8	1:1000	Reconoce mCherry, dsRed, tdTomato, mPlum, mRFPPruby, mScarlet	
<u>Anti-EEA1</u>	Mouse IgG1	<u>BD Biosciences</u>	610457	1:200	Marcador endosomal	
<u>Anti-CD63 humano (30-60 kDa)</u>	Mouse IgG1	<u>DSHB</u>	H5C6	1:50-1:100	Marcador lisosomal	
<u>Anti-LAMP1 ratón (110 kDa)</u>	Rat IgG2a	<u>DSHB</u>	1D4B	1:200	Marcador lisosomal	
<u>Anti-calnexina-CT</u>	Rabbit (Policlonal)	StressMarq	SPC-108B	1:200	Marcador de retículo	
<u>Nuclear Pore Complex Proteins</u>	Mouse IgG1 (MAb414)	Covance	MMS-120P	1:1000	Marcador de membrana nuclear	
<u>Complex IV</u>	Mouse IgG2a (1D6E1A8)	ThermoFisher	459600	1:500	Marcador de Mitochondrias	
<u>Anti-cleaved Caspasa 3 (Asp 175)</u>	Rabbit (Policlonal)	<u>Cell Signaling</u>	9661	1:400	Marcador de Apoptosis	
<u>Anti-BrdU (Bromodeoxiuridina)</u>	Mouse IgG1	<u>BD Biosciences</u>	347580	Stock a 25 µg/mL 1:10-1:100	Marcador de ciclo celular	
<u>Anti-phospho-Histone H3 (Ser 10)</u>	Rabbit (Policlonal)	Merck-Millipore	06-570	1:500	Marcador de Mitosis	

Reactivo	Casa comercial	Referencia	Concentraci n stock	Diluci n recomendada	Marcaje	Absorci n	Emisi n
<u>Mitotracker Red CM-H2Ros</u>	ThermoFisher	M-7513	50 ug	2x10 ⁻⁶ M Leer atentamente manual de uso	Mitocondrias	578	599
<u>WGA Alexa 647</u>	ThermoFisher	W32466	1 mg/ml	1:200	Marcador de membrana	650	665
<u>FM 4-64</u> (no fijable)	ThermoFisher	T-13320	100 ug		Marcador endocitosis	506	750
<u>DAPI</u>	Merck	268298	5 ug/ul	1 ug/ml	Marcador ADN	359	461
<u>To-Pro-3</u>	ThermoFisher	T-3605		1:2000	Acidos Nucleicos	642	661
<u>Prolong Glass Antifade</u>	ThermoFisher	P-36984	alícuotas 1 ml		Medio de montaje		
<u>MOWIOL-DA BCQ</u>		S.M.O.C.	alícuotas 1 ml		Medio de montaje		
<u>Placas P35 de cultivo fondo de vidrio 10mm</u>	MatTek	P35G-1.5-1 0-C	Paquete 10 placas		Para uso con objetivos de alta apertura numérica		
<u>Placas P35 de cultivo fondo de vidrio 20mm</u>	Ibidi	81218-200	Paquete 10 placas		Para uso con objetivos de alta apertura numérica		
<u>Placas P35 de cultivo fondo de vidrio 14mm con gradilla</u>	MatTek	P35G-1.5-1 4-C-GRID	Paquete 5 placas		Para uso con objetivos de alta apertura numérica, para microscopía correlativa		
<u>Placas de cultivo 8 pocillos</u>	Ibidi	μ-Slide 8 well IbiTreat (80806)	1 placa		Para uso con objetivos de alta apertura numérica		
<u>Placas P35 HIGH de cultivo</u>	Ibidi	81158	1 placa		Para Super Resolución		
<u>Placas M96 para HCS</u>	PerkinElmer	6055300	1 placa		Para uso con objetivos de alta apertura numérica		
<u>Twinsil</u>	Picodent	1300 1000			Sellador		