

Características Técnicas

- Tres líneas de láser: azul (488nm), rojo (633nm) y violeta (405nm)
- High Throughput Sampler Option (HTS) para la adquisición de muestras directamente de placa multipocillo
- 8 detectores de fluorescencias independientes:
 - 4 detectores para el láser 488nm (azul):
 - 530/30
 - 585/42
 - 670LP
 - 780/60
 - 2 detector para el láser 633nm (rojo):
 - 660/20
 - 780/60
 - 2 detectores para el láser 405 nm (violeta):
 - 450/50 nm
 - 502 to 525 nm